

Silk'n – Professionelle Haarentfernung für zu Hause

Silk'n™ ist ein auf Licht basierendes Gerät für eine langfristige Haarentfernung, das für den Gebrauch für zu Hause entwickelt wurde. Es bietet für Frauen und Männern die perfekte Lösung für eine schonende Entfernung aller unerwünschten Haare am Körper. Freuen Sie sich auf eine langfristig haarlose Haut und auf ein dadurch immer gepflegtes Aussehen.

Silk'n™ ist ein Gerät zum häuslichen Gebrauch, das Haare durch das Aussenden von Lichtimpulsen entfernt, die von Pigmenten im Haaransatz zwischen der Hautoberfläche aufgenommen werden, was die Haarfollikel unwirksam macht.

Der Vorgang der auf Laser und Licht basierenden Haarentfernung ist gut bekannt und bewährt. Er hat sich in der klinischen Verwendung auf der ganzen Welt in über 15 Jahren als sicher und wirksam erwiesen, um eine langfristige Haarreduktion zu erreichen.

Wie entfernt das Licht die Haare?

Eine auf Licht basierende Haarentfernung gründet auf der Theorie der selektiven Fotothermolyse, bei der optische Energie verwendet wird, um das Haarwachstum zu deaktivieren. Um solch eine thermische Auswirkung zu erreichen, muss das Pigment des Haarschafts Lichtenergie wahlweise aufnehmen und sie in Hitze umwandeln.

Diese Selektivität wird erreicht, wenn optische Energie, die zu dem Gewebe abgegeben wird, hauptsächlich vom Pigment des Haarschafts aufgenommen wird, während die Haut und das umgebende Gewebe kühl bleiben. Melanin ist das Pigment im Haarschaft, das für die Absorption (Aufnahme) des Lichts verantwortlich ist, das die Hitze erzeugt, die letztendlich das Haarwachstum deaktiviert. Somit kann umso mehr Licht absorbiert werden und das Licht kann bei der Haarentfernung umso wirksamer sein, je mehr Melanin in den Haaren gegenwärtig ist (d.h. je dunkler die Haare sind).

Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n™ während einem vollständigen Haarwuchszyklus:

- Die ersten 3-4 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n™ werden ungefähr zwei Wochen auseinander liegen.
- Die Haarentfernungssitzungen 5-7 mit Silk'n™ werden ungefähr vier Wochen auseinander liegen.
- Danach werden Sie Silk'n™ normalerweise wieder von Zeit zu Zeit verwenden und wenn es vonnöten ist, bis langfristige Resultate erreicht werden.

Ist Silk'n™ für mich geeignet?

Silk'n™ funktioniert am besten bei schwarzen, dunkelbraunen, braunen und hellbraunen Haaren. Rot könnte eine Reaktion zeigen. Weiße, graue oder blonde Haare reagieren gewöhnlich nicht. Silk'n™ ist für die Hauttypen I-IV entwickelt worden. Verwenden Sie es nicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe!

Wo an meinem Körper kann ich Silk'n™ verwenden?

Das Gerät von Silk'n™ ist für die Entfernung von Körperhaaren unterhalb des Halses geeignet: Oberkörper, Beine, Achselhöhlen, Arme und Bikinizone. Es wird nicht empfohlen, Silk'n™ im Gesicht zu verwenden.

Was kostet mich Silk'n™?

Grundausstattung: Basisgerät inklusive 2 Endkappen:

Zusatzausstattung: Endkappen:

(eine Endkappe reicht für ca. 700-750Schuß)

1 er Packung

3er Packung

299,- € inkl. 20% MWSt.

49,- € inkl. 20% MWSt.

109,- € inkl. 20% MWSt.

Weitere Detailinformationen finden Sie auf: www.silkn.cc