


Rüyalar kaydedilebilir mi?

Dr. Kleitman, uykularını müşahade altında tuttuğu kimselerin (EEG) elektroensefalogram ve (EKG) elektrokardiogramlarını tespit etmeye çalışmış. EEG'nin verdiği sonuç oldukça dikkat çekici. Rüyanın başladığı andan itibaren, ağır bir ahenk içinde devam eden uyku halini gösteren çizgiler ritmik bir hal alıyor, uyanıklık halindeki şekilleriyle cihazın kâğıt şeridi üzerine kaydedilebiliyor.



Vecizeler


-İktisat etmeyen zillate ve manen dilencilige ve sefalete düşmeye namzettir.

-Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar.

-Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur.

-Kardeşlerim! Enaniyetin içimizdeki en tehlike ciheti kıskançlıktır.

-Muntazam bir fiil failsiz olmaz, manidar bir kitap kâtipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkassız olmaz.



Bunları biliyor musunuz?

Marks ve Türkler

Komünizmin fikir babası Karl Marks'ın 16 Eylül 1853 de arkadaşı Engels'e yazdığı mektupta Türkiye'de toplum yapısını değiştirmek için halkın şuurunda 'devlet' diye şekillenmiş o sosyal hayat inancı ve kısaca manevi değer olarak ne varsa öncelikle silmek şarttır" diye yazdığını... biliyor musunuz?

SAĞFA TASARIM: YUNUS EMRE GÖRSÖY



Evde kullanılabilen ilk lazer epilasyon cihazı Silk'n ile istenmeyen tüylerinize veda edin

Silk'n, istenmeyen tüylerin evde güvenli ve etkin şekilde giderilmesini sağlamak için özellikle tasarlanmış, yeni bir ışık teknolojisidir.

Silk'n tüy alma seansları ilk üç veya dört karesinde iki haftada bir olmak üzere planlanmalıdır. Bundan sonra tüy alma seansları ancak tüyler yeniden büyüdüğünde istenen etki elde edilene kadar yapılmalıdır.

Silk'n cihazı boyundan aşağı her yerdeki tüyleri almak için tasarlanmıştır. Tedavi sonrasında tüylerin kendiliğinden dökülmesini bekleyin. 3 ya da 4 seanstan sonra ilk olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Doktorlar tarafından yapılan klinik denemelerde Silk'n cihazının, güvenli tüy alma sonuçları verdiği kanıtlanmıştır. Bilimsel çalışmalar sonucunda bulgular Amerikan FDA kurumunca onaylanmıştır.

Silk'n güvenliğiniz düşünülerek tasarlandı ve önde gelen dermatolog ve estetik cerrahlar tarafından ev kullanımı için tasarlanan bir cihazda aradıkları güvenlik standartlarına uyduğu sınıtarak onaylandı.

Ürünü firmamızın internet sayfasından doğrudan sipariş edebilirsiniz.

www.silkkn.cc